

TruLab L

Kontrolní sérum pro ověření přesnosti a správnosti u kvantitativního in vitro stanovení lipidů

Katalogová čísla:

5 9020 99 10 065 3 x 3 mL Level 1
5 9030 99 10 065 3 x 3 mL Level 2

Popis

TruLab L lipidová kontrola je lyofilizované kontrolní sérum založené na lidské krevní matrici (séru) obohacené purifikovanými materiály lidského původu.

Skladování

Neotevřené lahvičky musí být skladovány při teplotě 2–8°C.

Stabilita

Neotevřené: Do konce uvedeného měsíce vypršení doby použitelnosti

Doba použitelnosti složek po rekonstituci:

	-20°C *	2 – 8°C	15 – 25°C
NEFA	Skladování není možné!	7 dní	8 hodin
Další analyty	30 dní	7 dní	8 hodin

* Zmrazte pouze jednou!

Je třeba dodržovat správné skladování a manipulaci s tímto výrobkem. Zabraňte kontaminaci!

Varování a bezpečnostní upozornění

- Kontrolní materiál byl připraven z krve evropských dárců, kteří byli testováni na nepřítomnost protilátek HBsAg, anti-HIV 1+2, anti-HCV. Kromě toho, HCV a HIV byly testovány pomocí PCR. Ovšem riziko infekce nemůže být nikdy vyloučeno. S kontrolou by mělo být zacházeno shodně jako se vzorky pacientů
- Pro další informace prostudujte bezpečnostní list a dodržujte nutná bezpečnostní opatření při použití kontroly.
- Pouze pro použití vyškoleným personálem!

Příprava

Lahvičky jsou uzavírány pod vakuem. Proto musí být velice opatrně otvírány, aby nedošlo ke zvržení lyofilizátu. Rekonstituovat přídatkem přesně 3 ml destilované vody. Zavřít a rozpouštět, za opatrného míchání po dobu 30 min. Vyvarovat se pění! Netřepat!

Zmražené alikvoty rekonstituované kontroly nechte roztát v temnu při laboratorní teplotě (18-25°C) dokud nejsou zcela rozmrazeny. Po rozpuštění tyto alivoty dobře zhomogenizujte lehkým otáčením a ihned potom proveďte měření tak, jako s čerstvě připravenou kontrolou..

Poznámka pro použití s Lp-PLA2 FS (kat. č. 1 7181): Pro rekonstituci přípravku TruLab L Level 2 přidejte přesně 1,0 ml destilované vody. K rekonstituci přípravku TruLab L Level 1 je třeba přidat přesně 3,0 ml destilované vody.

Postup

Jako návod k použití slouží příbalové letáky jednotlivých reagensů.

Deklarované hodnoty a rozsahy

Koncentrace analytů obsažených v lipidové kontrole BV Lipid jsou specifické a platné pouze pro danou šarži, tudíž hodnoty uvedené v tabulce se vztahují pouze ke konkrétní šarži. Všechny cílové hodnoty byly stanoveny za standardních podmínek, jaké jsou uvedeny v příbalových letácích k jednotlivým metodám.

Uvedené toleranční intervaly byly určeny jako cílová hodnota ± maximální povolená odchylka jednoho měření dle doporučení Guidelines of the German Federal Medical Council (Rilibäk) z roku 2003 [3]. Pro analyty, které nejsou uvedeny v GFMC (Rilibäk) byly referenční rozsahy stanoveny jako cílová hodnota ± 20%.

Každá laboratoř by si měla vytvořit své vlastní interní nápravné opatření pro případ odchylky výsledků kontrol.

Literatura

- Röhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395).
- Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung quantitativer laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen. Deutsches Ärzteblatt Jg. 100, Heft 50; 12. Dezember 2003.

Nakládání s odpady

Řiďte se prosím místními právními předpisy.

Výrobce



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9
65558 Holzheim Germany