

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.BIOVENDOR.CZ

Katalog produktů Greiner Bio-One

FOLLOW US   



VÝROBCE:


greiner
BIO - ONE

DISTRIBUTOR:

 **BioVendor**
LM[®]

BIOVENDOR.GROUP

Kultivační láhve

CELLSTAR® Standardní láhve pro buněčné kultury jsou navrženy se speciálně upraveným povrchem, aby podporovaly buněčnou adhezi a byly tak vhodné i pro adherentní buňky. Láhve jsou necytotoxické, bez DNáz, RNáz, lidské DNA a nepyrogní. Mají nakloněné hrdlo pro snadný vstup pipety do láhve. Láhve jsou k dispozici s klasickým víčkem i s víčkem s filtrem, jsou sterilní a mají po stranách odměrku.

Kat. číslo	Popis	Balení
690160	25 cm ² , 50 ml, sterilní, šroubovací víčko	20 x 10 ks
690175	25 cm ² , 50 ml, sterilní, šroubovací víčko s filtrem	20 x 10 ks
658170	75 cm ² , 250 ml, sterilní, šroubovací víčko	24 x 5 ks
658175	75 cm ² , 250 ml, sterilní, šroubovací víčko s filtrem	24 x 5 ks
660160	175 cm ² , 550 ml, ploché, sterilní, šroubovací víčko	10 x 5 ks
660175	175 cm ² , 550 ml, ploché, sterilní, šroubovací víčko s filtrem	10 x 5 ks



Rolující kultivační láhve

Rolující kultivační láhve jsou navrženy pro adherentní buněčnou kulturu. Jsou vyrobeny z extračistého polystyrenu. Jsou zbaveny DNáz, RNáz, lidské DNA. Láhve jsou sterilní, nepyrogní a necytotoxické.

Kat. číslo	Popis	Balení
680660	Výška 271 mm, objem 2 520 ml, plocha 850 cm ² , šroubovací víčko, profil láhve hladký	12 x 2 ks
680658	Výška 271 mm, objem 2 520 ml, plocha 850 cm ² , šroubovací víčko s filtrem, profil láhve hladký	12 x 2 ks
681670	Výška 271 mm, objem 2 300 ml, plocha 2 125 cm ² , šroubovací víčko, profil láhve žebrovaný	12 x 2 ks
681672	Výška 271 mm, objem 2 300 ml, plocha 2 125 cm ² , šroubovací víčko s filtrem, profil láhve žebrovaný	12 x 2 ks
682660	Výška 500 mm, objem 4 970 ml, plocha 1 700 cm ² , šroubovací víčko, profil láhve hladký	12 x 1 ks
682625	Výška 500 mm, objem 4 970 ml, plocha 1 700 cm ² , šroubovací víčko s filtrem, profil láhve hladký	2 x 12 ks
682670	Výška 500 mm, objem 4 640 ml, plocha 4,250 cm ² , šroubovací víčko, profil láhve žebrovaný	12 x 1 ks
682678	Výška 500 mm, objem 4 640 ml, plocha 4,250 cm ² , šroubovací víčko s filtrem, profil láhve žebrovaný	12 x 1 ks



Buněčné škrabky

Buněčné škrabky jsou navrženy tak, aby při mechanickém pohybu bylo s buňkami zacházeno šetrně. Délka čepele je 1,8 cm, úhel škrabky je 60°. Buněčné škrabky jsou sterilní a individuálně balené.

<u>Kat. číslo</u>	<u>Popis</u>	<u>Balení</u>
541070	Délka 28 cm	2 x 50 ks
541080	Délka 40 cm	100 ks

Multijamkové desky pro tkáňové kultury


CELLSTAR® multijamkové desky jsou vhodné jak pro adherentní, tak pro suspenzní buněčné kultury. Greiner Bio One nabízí na výběr desky se 6, 12, 24 nebo 48 jamkami. Desky mají vysokou transparentnost a mají alfanumerické kódování jamek. Pro tkáňové kultury jsou desky s hydrofilním povrchem (TC), aby byla podpořena dobrá buněčná adheze. Pro suspenzní kultury mají desky hydrofóbní povrch. Desky jsou sterilní, bez DNáz, RNáz, lidské DNA, necytotoxické a nepyrogenní. Desky jsou s víčkem, které je opatřeno kondenzačními kroužky.

<u>Kat. číslo</u>	<u>Popis</u>	<u>Balení</u>
657160	6 jamek, plocha 9,6 cm ² , povrch TC, celkový objem jamky 16 ml, pracovní objem jamky 2- 5 ml	100 x 1 ks
665180	12 jamek, plocha 3,9 cm ² , vstupní materiál PS, povrch TC, celkový objem jamky 6,5 ml, pracovní objem jamky 2-4 ml	100 x 1 ks
662160	24 jamek, plocha 1,9 cm ² , povrch TC, celkový objem jamky 3,3 ml, pracovní objem jamky 0,5-1,5 ml	100 x 1 ks
677180	48 jamek, plocha 1 cm ² , povrch TC, celkový objem jamky 1,7 ml, pracovní objem jamky 0,5 - 1 ml	100 x 1 ks
657185	6 jamek, plocha 9,6 cm ² , povrch pro suspenze, celkový objem jamky 16 ml, pracovní objem jamky 2-5 ml	100 x 1 ks
665102	12 jamek, plocha 3,9 cm ² , vstupní materiál PS, povrch pro suspenze, celkový objem jamky 6,5 ml, pracovní objem jamky 2-4 ml	100 x 1 ks
662102	24 jamek, plocha 1,9 cm ² , povrch pro suspenze, celkový objem jamky 3,3 ml, pracovní objem jamky 0,5-1,5 ml	100 x 1 ks
677102	48 jamek, plocha 1 cm ² , povrch pro suspenze, celkový objem jamky 1,7 ml, pracovní objem jamky 0,5 - 1 ml	100 x 1 ks

96jamkové desky pro buněčné kultury

CELLSTAR® 96 jamkové desky jsou k dispozici se dnem ve formátu U, V a nebo F. Desky mohou být transparentní, černé a bílé. Komínový profil jamek, přizvednuté jamky a kondenzační kroužky na víku zabraňují vzniku křížové kontaminace. Povrch jamek (TC) je upraven tak, aby byl zajištěn kvalitní růst buněk. Desky jsou sterilní, bez DNáz, RNáz, lidské DNA, necytotoxické a nepyrognenní.


<u>Kat. číslo</u>	<u>Plocha růstu</u>	<u>Profil jamek</u>	<u>Barva</u>	<u>Pracovní objem</u>	<u>Víčko</u>	<u>Balení</u>
650160	35 mm ²	U	Transparentní	40-280 µL	Ne	100 x 1 ks
6560180	35 mm ²	U	Transparentní	40-280 µL	Ano	100 x 1 ks
651160	28 mm ²	V	Transparentní	40-200 µL	Ne	100 x 1 ks
651180	28 mm ²	V	Transparentní	40-200 µL	Ano	100 x 1 ks
655160	34 mm ²	F, komínové jamky	Transparentní	25-340 µL	Ne	100 x 1 ks
655162	34 mm ²	F, komínové jamky	Transparentní	25-340 µL	Ne	20 x 5 ks
655180	34 mm ²	F, komínové jamky	Transparentní	25-340 µL	Ano, víko s kondenzačními kroužky	100 x 1 ks
655182	34 mm ²	F, komínové jamky	Transparentní	25-340 µL	Ano, víko s kondenzačními kroužky	16 x 10 ks
655073	34 mm ²	F, komínové jamky	Bílá	25-340 µL	Ne	4 x 10 ks
655083	34 mm ²	F, komínové jamky	Bílá	25-340 µL	Ano, víko s kondenzačními kroužky	4 x 8 ks
655079	34 mm ²	F, komínové jamky	Černá	25-340 µL	Ne	4 x 10 ks
655086	34 mm ²	F, komínové jamky	černá	25-340 µL	Ano, víko s kondenzačními kroužky	4 x 8 ks



384 jamkové desky pro tkáňové kultury

Desky jsou dostupné v transparentní, černé a bílé barvě. Povrch jamek upraven pro tkáňové kultury. Mají alfanumerické kódování jamek. Dno může být číré (solid) nebo μ Clear® film. Plocha jamky je 10 mm², profil jamek je plochý (F). Jsou vyrobeny z polystyrenu. Pracovní objem jamky je 15-110 μ L. Desky jsou sterilní.

Kat. číslo	Dno	Barva	Víčko	Balení
781165	Čisté	Transparentní	Ne	4 x 10 ks
781182	Čisté	Transparentní	Ano	4 x 8 ks
781073	Čisté	Bílá	Ne	4 x 10 ks
781080	Čisté	Bílá	Ano	4 x 8 ks
781079	Čisté	Černá	Ne	4 x 10 ks
781086	Čisté	Černá	Ano	4 x 8 ks
781093	μ Clear®	Bílá	Ne	4 x 10 ks
781098	μ Clear®	Bílá	Ano	4 x 8 ks
781092	μ Clear®	Černá	Ne	4 x 10 ks
781091	μ Clear®	Černá	Ano	4 x 8 ks





**BioVendor –
Laboratorní medicína a.s.**

Karasek 1767/1, 621 00
Brno, Česká republika
www.biovendor.cz

Kontaktujte nás

RNDr. Alena Dedíková
dedikova@biovendor.cz
+420 702 241 511

