



## DocUReader 2 Pro

**Nový DocUReader 2 Pro je ideální volbou pro testování moči nejen v místě péče u lékaře a nemocničních oddělení, ale i pro testování v malých laboratořích.**

Kompaktní design tohoto malého přístroje nabízí nejširší funkce a nejvyšší dostupnou flexibilitu stolního analyzátoru. Systém nabízí vynikající přesnost a jednoduché ovládání.

- Až 50 testů/hod v normálním režimu nebo 120 testů/hod v rychlém režimu
- Vyhovuje standardům POCT
- Připojitelný do systému AQUIRE POC od Radiometru
- Patentovaná přesná technika fotometrického měření
- Vhodné pro testování u lůžka i v laboratoři
- Snadné ovládání pomocí dotykového displeje
- **Lze spojit s analyzátozem močového sedimentu UriSed Mini a tím zajistit kompletní analýzu moči**

VÝROBCE:



**77 Elektronika**

DISTRIBUTOR:



## Výhody

- Vhodné pro POCT testování i laboratorní použití
- Trvalý pohotovostní režim a hygienický bezdotykový provoz s funkcí autostart
- Snadno použitelný software s možností uživatelského přizpůsobení
- Intuitivní a logická struktura menu
- Více možností operátora s různými úrovněmi oprávnění
- Uživatelské menu v českém jazyce
- Flexibilní, přizpůsobené možnosti testování a reportování
- Ruční zadání barvy, zákalu a dalších komentářů (např. výsledky sedimentu)
- Automatické spuštění měření detekcí proužku
- Označení výsledků a doporučení pro další hodnocení sedimentů
- Minimální údržba a pohodlné čištění

## Správa dat

- Automatizovaný přenos výsledků prostřednictvím LIS a HL7 protokolů nebo přes USB disk
- Velká kapacita paměti se sofistikovanými kritérii filtrování
- Automatický tisk výsledků
- Import/export nastavení a seznamu operátorů přes USB disk
- Volitelná čtečka čárových kódů a externí klávesnice
- Volitelné externí připojení Wi-Fi

## Kontrola kvality a zajištění systému

- Automatická QC analýza (až 3 hladiny)
- Připomenutí testu kontroly
- Podpora informací o šaržích proužků a QC
- Programovatelná správa operátora omezuje úroveň přístupu a tím zabraňuje k neoprávněnému použití

## LabStrip U11 Plus

- Vysoce kvalitní a spolehlivé testovací proužky
- Velikost balení: 150 testů
- Trvanlivost: 24 měsíců
- Parametry: krev, glukóza, specifická hmotnost, bilirubin, proteiny, dusitany, urobilinogen, leukocyty, ketony, pH, kyselina askorbová

## Technické specifikace

<b>Technologie</b>	refrakční fotometr s vlnovými délkami 505, 530, 620, 660 nm
<b>Kapacita paměti:</b>	3000 výsledků testů pacientů, 1000 výsledků QC
<b>Displej:</b>	3,5" LCD QVGA barevný dotykový displej (rozlišení: 240 × 320)
<b>Tiskárna:</b>	integrována termo tiskárna
<b>Rozhraní:</b>	Ethernet port, RS232 sériový port USB A, USB B, PS2, microSD, podpora USB Wi-Fi adaptéru
<b>Přenosové protokoly:</b>	LIS2 (ASTM+), HL7
<b>Rozměry:</b>	190 × 236 × 77 mm (Š × H × V)
<b>Hmotnost:</b>	1,5 kg
<b>Elektrické napětí:</b>	100...240V AC, 50/60Hz, externí síťový adaptér
<b>Provozní podmínky:</b>	15–32°C, relativní vlhkost: 30–80% (bez kondenzace)