

98004 Deoxycholát - citrát agar DCA

Datum výroby: 3. 1. 2023

Šarže: DCA-1311

Expirace: 3. 4. 2023

Test	Standard	Výsledek
Označení	viz. výše	
Fyzikálně chemické vlastnosti		
pH	7,3±0,2	vyhovuje
sterilita 72 hod 22 °C	sterilní	vyhovuje
sterilita 72 hod 37 °C	sterilní	vyhovuje
Růstové vlastnost		
Escherichia coli ATCC 25922, CCM 2024	Červené kolonie, částečná inhibice	vyhovuje
Salmonella enteritidis CCM 4420	Bezbarvé kolonie s černým středem	vyhovuje
Staphylococcus aureus CCM 4516	Totální inhibice po 48 hodinách	vyhovuje
Shigela flexneri CCM 4422	Bezbarvé drobné kolonie	vyhovuje