

FOX[®] – FOOD XPLORER

Stanovení antigenů z potravin

Food Xplorer je multiplexní test potravinových antigenů na bázi ELISA s využitím technologie nanočástic, který umožňuje současné měření specifického IgG proti množství potravinových extraktů a molekulárních antigenů.



Klíčové vlastnosti

Složení antigenů

- 287 potravinových antigenů ze 13 zdrojů
- základní a nové zdroje
- včetně CCD

Indikace

- analýza a dodržování stravovacích návyků
- zánětlivé onemocnění střev
- syndrom dráždivého tračníku
- deprese a migrény
- IgG medikované potravinové intolerance

Technologie

- technologie nanočástic
- detekce IgG protilátek (IgG podtřídy 1-4)
- semi-kvantitativní výsledky
- vytvoříte si svůj panel pomocí MOD

VÝROBCE:

MAD
MACRO ARRAY DIAGNOSTICS

DISTRIBUTOR:

BioVendor
LM[®]

287 testovaných antigenů potravin

ZELENINA

artyčok, avokádo, bambusové výhonky, batát, brambory, brokolice, bílý chřest, brukev čínská, celer, celer-nať, cibule, cuketa, čekanka, česnek, česnek divoký, fenykl, hokkaido, kapary, kapusta hlávková, kedlubna, kopřiva listy, květák, kvěkolice (Romanesco), křen, kiwano, lilek, mangold, mrkev, okurka, olivy, pažitka, petržel, polníček, pórek, rajče, rukola, růžičková kapusta, ředkvička, ředkev, řepa červená, řeřicha, šalotka, špenát, štěrbák (endivie), tuřín, tykev muškátová, zelí, zelí bílé, zelí červené, zelí čínské, zelí zelené

OŘECHY

kaštan, kešu, kokosové mléko, kokosový ořech, kolový ořech, lískový ořech, makadam, mandle, para ořech, pekanový ořech, pistácie, vlašský ořech, zemní mandle

LUŠTĚNINY

arašíd, bílá fazole, cizrna, čočka, hrách cukrový, hrách setý, mungo, sója, tamarind, zelená fazole

RYBY A MOŘSKÉ PLODY

ančovička obecná, břitva, hřebenatka, humr, chobotnice, jazyk mořský, kambala, kapr, kaviár, kroužek, krab, kreveta severní, losos, makrela, mečoun obecný, mořský rak, mušle, paprsek trnový, pstruh, platýs evropský, pražma královská, okouník atlantický, sardinka obecná, sépie, směs krevet, sled' atlantický, slávka obecná, škeble venušská, štika obecná, štikozubec, treska jednosvrnná, treska atlantická, tuňák, ušlechtilý rak, úhoř, ústřice, chobotnice

JEDLÉ HOUBY

enoki (penízovka sametonohá), hlíva máčková, hlíva ústříčná, hřib, liška, žampion dvouvýtrusý

KÁVA A ČAJ

čaj černý, čaj zelený, heřmánek, kakao, káva, ibišek, jasmín, moringa, máta peprná

MASO

hovězí, kančí, kuřecí, kachní, kozí, koňské, jehněčí, pštroší, vepřové, králíčí, jelení, krůtí, telecí, zvěřina

OVOCE

ananas, angrešt, banán, bezinka, borůvka, broskev, brusinka, citrón, červený rybíz, datle, fík, granátové jablko, grapefruit, hrozný, hruška, jablko, jahoda, kiwi, limetka, liči, mandarinka, malina, mango, marakuja, meloun, meloun vodní, meruňka, moruše, nektarinka, ostružina, papája, physalis, pomeranč, rozinka, švestka, třešeň

VEJCE A MLÉKO

buvolí mléko, camembert, cottage cheese, ementál, gouda, kravské mléko, kozí mléko, kozí sýr, podmásli, křepelčí vejce, mozzarella, ovčí mléko, ovčí sýr, parmezán, vaječný bílek, vaječný žloutek, velbloudí mléko

NOVÉ POTRAVINY

aloe, aronie (jeřáb černý), baobab, cvrček domácí, ginkgo, guarana, chia semínka, chlorella řasa, kořen lopuchu většího, kořen pampelišky, kořen maca (řeřicha peruánská), mandlové mléko, moučný červ, řasa nori, saranče stěhovavá, světlicový olej, spirulina, tapioca, wakame řasa, ženšen

KOŘENÍ

anýz, bazalka, bobkový list, hřebíček, hořčice, citronová tráva, cumín (Římský kmín), chilli (červené), estragon, jalovec, kardamom, kajenský pepř, kari, kmín, kopr, koriandr, kurkuma, majoránka, máta, muškátový oříšek, oregano, paprika, petržel, pepř (černý / bílý / zelený / červený / žlutý), pískavice, rozmarýn, skořice, šalvěj, tymián, vanilka, zázvor

OBILOVINY A SEMENA

amarant, dýňové semínko, ječmen, konopné semínko, kukuřice, lepek, lněné semínko, lupina, mladá pšenice, oves, mák, piniový ořech, pohanka, proso, pšenice, pšenice durum, pšenice einkorn, pšenice emmer, pšenice španělská, pšeničné otruby, slad (ječmen), quinoa, rýže, řepka, sezam, slunečnice, špalda, žito

OSTATNÍ

agar agar, Aspergillus niger, bezový květ, chmel, med, masové lepidlo M-transglutamináza, pekařské droždí, pivovarské kvasnice, třtinový cukr