

MINI CUBE

ESR pre malé laboratóriá a ordinácie lekárov | výsledky za 20 minút |
priamo zo skúmaviek na krvný obraz | detekcia pediatrických vzoriek



Analýza bez použitia citrátových skúmaviek

Testovanie priamo zo skúmaviek
na krvný obraz, automatická
detekcia pediatrických vzoriek

Užívateľsky prívetivý

Kontinuálne vkladanie vzoriek,
ovládanie cez dotykovú obrazovku,
pripojenie k LIS, možnosť úpravy
hodnoty ESR pre vzorky s nízkym
hematokrytom

Šetrný k životnému prostrediu

Bez produkcie odpadových
materiálov a ďalších nákladov
na likvidáciu tekutého odpadu

VÝROBCA:


DIESSE
DIESSE

VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR:

BioVendor[®]
Group

DAS 28

Výpočet skóre aktivity ochorenia - Disease Activity Score 28 (DAS 28) pre monitorovanie pacientov s reumatoidnou artritídou je k dispozícii v softwari.



Technické špecifikácie a príslušenstvo

Rozmery	135x191x125 mm (šxvxh)
Hmotnosť	1,5 kg
Obrazovka	Dotykový panel
Čítačka čiarových kódov	automatická, interná
Prevádzková teplota	+ 5° až + 40°C
Relatívna vlhkosť	od 20% do 80%, bez kondenzácie
Držiak kyvet	4 označené pozície pre príslušné kyvety
Testovací set next	500 testov/1000 testov
ESR kontroly	4 x 9 ml/ 2 x 9 ml
Bluetooth mini tlačiareň	
Externá čítačka čiarových kódov	
Termopapier	



BioVendor Slovakia s.r.o.

Kopčianska 80, 851 01 Bratislava, Slovakia

Mgr. Lenka Bučková

+421 907 209 124, buckova@biovendor.sk

www.biovendor.sk

