



Norma – podavač vzorků

Automatické zpracování vzorků
pro lepší výkon a úsporu času

Výhody

- Volitelný automatický podavač vzorků
- Vhodný pro střední a velké laboratoře
- Zabudované míchání vzorků a čtečka čárových kódů
- Díky malé velikosti šetří místo
- Kapacita: 50 zkumavek
- Možnost vložení urgentního vzorku



VÝROBCE:

norma

DISTRIBUTOR:

**B| BioVendor
LM®**

Technické specifikace

<u>Katalogové číslo:</u>	NICA-AL50
<u>Kompatibilní s:</u>	Icon5
<u>Příslušenství:</u>	podkladová deska, 2 zaměnitelné zásobníky, zdroj napětí
<u>Kapacita:</u>	50 vzorků/zásobník
<u>Vhodné typy zkumavek:</u>	Greiner Vacuette, BD Vacutaine
<u>Konektivita:</u>	plně sekvenční provoz (celý zásobník) – lze kdykoli přerušit, náhodný výběr vzorků (pozice vzorků lze zvolit/vybrat v analyzátoru)
<u>Rozměry:</u>	340 × 220 × 310 mm
<u>Rozměry podložky:</u>	435 × 375 mm
<u>Hmotnost:</u>	8,5 kg
<u>Výkon:</u>	60 testů za hodinu s Icon5
<u>Napájení:</u>	univerzální externí zdroj napětí, 24 VDC, 2,7 A (100-240 VAC 50-60 Hz), neuzemněné
<u>Spotřeba proudu:</u>	max. 60 W
<u>Další výhody:</u>	urgentní vzorky lze měřit přímo v analyzátoru přes vstupní port, všechny operace lze kdykoli přerušit, spojení s analyzátozem přes USB, podložka slouží ke sjednocení analyzátoru s podavačem, zabudované míchání vzorků, rameno je konstruováno tak, aby pracovalo pouze s víčkem uzavřenými zkumavkami, detekce zkumavky mechanickým tlakem, vyjímatelný zásobník na vzorky s identifikací