

MINI-PET

Inovativní, mobilní POC řešení pro testování ESR u psů, koček a koní



- ✓ Přímé stanovení ze vzorků plné krve / EDTA
- ✓ Výsledky za pouhých 8 min. (kůň) nebo 14 min. (pes, kočka)
- ✓ Min. objem vzorku 0,5 ml antikoagulované krve s EDTA
- ✓ Možnost připojení do powerbanky
- ✓ Analýza přímo ze zkumavek na krevní obraz
- ✓ Test lze provést na klinice i přímo u pacienta doma
- ✓ Průběžné i sériové vkládání vzorků
- ✓ Bez odpadních kapalin
- ✓ Bez spotřeby vzorku

VÝROBCE:

DIESE
DIESE

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR:

BioVendor
LM®

Jednoduchý, ale důležitý test pro sledování zdraví zvířat.

Vysoká sedimentace erytrocytů může ukazovat na:

- zánětlivá onemocnění (zejména infekční, revmatická, systémová a autoimunitní onemocnění)
- infarkt myokardu
- anémii
- souvislost s rakovinou

Měření ESR je také užitečné při sledování léčby chronických revmatických zánětlivých onemocnění. Přístroj MINI - PET vyhodnocuje pomocí modifikované Westergrenovy metody.

Technické specifikace a přílušenství

Rozměry	135 x 191 x 125 mm (š x v x h)
Hmotnost	1 kg
Provozní teplota	5° C až 40° C
Relativní vlhkost	od 20% do 80%, nekondenzující
Display	dotykový panel
Držák na zkumavky	pozice na 4 zkumavky
Čtečka čárových kódů	externí
Bluetooth tiskárna	externí
Powerbanka	pro dobíjení v terénu
Testovací sady	600 / 1200 / 2400 / 4800 testů



BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Karásek 1767/1, 621 00 Brno,
Česká republika
www.biovendor.cz

Kontakty

+420 549 124 111
info@biovendor.cz

