



DocUReader 2 Pro

Nový DocUReader 2 Pro je ideální volbou pro testování moči nejen v místě péče u lékaře a nemocničních oddělení, ale i pro testování v malých laboratořích.

Kompaktní design tohoto malého přístroje nabízí nejširší funkce a nejvyšší dostupnou flexibilitu stolního analyzátoru. Systém nabízí vynikající přesnost a jednoduché ovládání.

- Až 50 testů/hod v normálním režimu nebo 120 testů/hod v rychlém režimu
- Vyhovuje standardům POCT
- Připojitelný do systému AQUIRE POC od Radiometru
- Patentovaná přesná technika fotometrického měření
- Vhodné pro testování u lůžka i v laboratoři
- Snadné ovládání pomocí dotykového displeje
- **Lze spojit s analyzátozem močového sedimentu UriSed Mini a tím zajistit kompletní analýzu moči**

VÝROBCE:



77 Elektronika

DISTRIBUTOR:



**BioVendor
LM®**

Výhody

- Vhodné pro POCT testování i laboratorní použití
- Trvalý pohotovostní režim a hygienický bezdotykový provoz s funkcí autostart
- Snadno použitelný software s možností uživatelského přizpůsobení
- Intuitivní a logická struktura menu
- Více možností operátora s různými úrovněmi oprávnění
- Uživatelské menu v českém jazyce
- Flexibilní, přizpůsobené možnosti testování a reportování
- Ruční zadání barvy, zákalu a dalších komentářů (např. výsledky sedimentu)
- Automatické spuštění měření detekcí proužku
- Označení výsledků a doporučení pro další hodnocení sedimentů
- Minimální údržba a pohodlné čištění

Správa dat

- Automatizovaný přenos výsledků prostřednictvím LIS a HL7 protokolů nebo přes USB disk
- Velká kapacita paměti se sofistikovanými kritérii filtrování
- Automatický tisk výsledků
- Import/export nastavení a seznamu operátorů přes USB disk
- Volitelná čtečka čárových kódů a externí klávesnice
- Volitelné externí připojení Wi-Fi

Kontrola kvality a zajištění systému

- Automatická QC analýza (až 3 hladiny)
- Připomenutí testu kontroly
- Podpora informací o šaržích proužků a QC
- Programovatelná správa operátora omezuje úroveň přístupu a tím zabraňuje k neoprávněnému použití

LabStrip U11 Plus

- Vysoce kvalitní a spolehlivé testovací proužky
- Velikost balení: 150 testů
- Trvanlivost: 24 měsíců
- Parametry: krev, glukóza, specifická hmotnost, bilirubin, proteiny, dusitany, urobilinogen, leukocyty, ketony, pH, kyselina askorbová

Technické specifikace

Technologie	refrakční fotometr s vlnovými délkami 505, 530, 620, 660 nm
Kapacita paměti:	3000 výsledků testů pacientů, 1000 výsledků QC
Displej:	3,5" LCD QVGA barevný dotykový displej (rozlišení: 240 x 320)
Tiskárna:	integrovaná termo tiskárna
Rozhraní:	Ethernet port, RS232 sériový port USB A, USB B, PS2, microSD, podpora USB Wi-Fi adaptéru
Přenosové protokoly:	LIS2 (ASTM+), HL7
Rozměry:	190 x 236 x 77 mm (Š x H x V)
Hmotnost:	1,5 kg
Elektrické napětí:	100...240V AC, 50/60Hz, externí síťový adaptér
Provozní podmínky:	15–32°C, relativní vlhkost: 30–80% (bez kondenzace)