



BD BACTEC™ Mycosis IC/F médium

novinka v portfoliu plastových lahví BD pro hemokultury



Výkon, na který se můžete spolehnout
Stejná efektivita jako u skleněných lahví

- menší, lehčí, bezpečnější
- navrženo pro snadné použití během odběru a transportu krve, stejně jako při likvidaci
- selektivní médium pro pěstování hub a kvasinek



Plně kompatibilní se soupravami
pro odběr krve BD Vacutainer®
UltraTouch™



Kvasinky jsou na čtvrtém místě mezi nejčastěji izolovanými mikroorganismy v hemokulturách¹

Podle klinických doporučení je u pacientů s fungémií vhodné opakovat kontrolní vyšetření, aby bylo možné určit, kdy došlo k odstranění mikroorganismu z krevního oběhu.²



BD BACTEC™ Mycosis IC/F Medium poskytuje:

- Prokázanou účinnost v případě smíšených infekcí, kdy jsou přítomny kvasinky i bakterie³
- Vylepšenou citlivost a rychlost detekce fungémie u vysoce rizikových pacientů, když je lahvička BD BACTEC Mycosis IC/F použita jako třetí médium v sadě spolu s aerobním a anaerobním médiem³
- Vylepšenou citlivost detekce plísní¹
- Zkrácenou dobu izolace a detekce druhů *Candida glabrata* a *Cryptococcus neoformans* a *Saccharomyces cerevisiae*¹

BD – důvěryhodný partner v řešeních pro hemokultivaci

Hemokultivační médium BD BACTEC™ v plastových lahvích popis

číslo kat.	produkt	balení
442017	BD BACTEC™ Mycosis IC/F médium	50 lahví
442020	BD BACTEC™ Peds Plus™ médium	50 lahví
442021	BD BACTEC™ Lytické anaerobní médium	50 lahví
442022	BD BACTEC™ Anaerobní médium Plus	50 lahví
442023	BD BACTEC™ Aerobní médium Plus	50 lahví
442024	BD BACTEC™ Anaerobní médium Standard	50 lahví
442027	BD BACTEC™ Aerobní médium Standard	50 lahví

Zařízení pro hemokulturu BD BACTEC™

číslo kat.	Produkt	kapacita
441385	Přístroj BD BACTEC™ FX (horní modul)	200 lahví
441386	Přístroj BD BACTEC™ FX (spodní modul)	200 lahví
442296	Přístroj BD BACTEC™ FX40	40 lahví

Tlačítkové soupravy pro odběr krve BD Vacutainer® UltraTouch™

číslo kat.	popis balení produktu	balení
368689	Jehla 21G (0,8mm) x 19mm s 305mm hadicí (12") s rukojetí	20/100
368688	Jehla 23G (0,6 mm) x 19 mm s 305 mm (12") hadicí kombinovaná s rukojetí	20/100
368687	Jehla 25G (0,5 mm) x 19 mm s 305 mm (12") hadicí kombinovaná s rukojetí	20/100
367365	Jehla 21G (0,8 mm) x 19 mm s 305 mm (12") hadicí s adaptérem Luer	50/200
367364	Jehla 23G (0,6 mm) x 19 mm s 305 mm (12") hadicí s adaptérem Luer	50/200
367363	Jehla 25G (0,5 mm) x 19 mm s 305 mm (12") hadicí s adaptérem Luer	50/200
364815	Držák na jedno použití - Držák na jedno použití BD Vacutainer®	250/1000

Společnost BD doporučuje, aby všechny jehly a sady pro odběr krve, které nejsou připojeny k držáku, byly používány s držákem BD Vacutainer na jedno použití.

Pro více informací prosím kontaktujte svého obchodního zástupce BD Life Science.

Zjistěte více o závazku společnosti BD k bezpečnosti pacientů:
eu.bd.com/patient-safety

Odkaz:

1. Nawrot U, Kowalska-Krochmal B, Sulik-Tyska B, et al. Hodnocení hemokultivačních médií pro detekci plísní. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015;34:161–167. DOI 10.1007/s10096-014-2218-4.
2. Köck R, Eifling LC, Boschin MG, a kol. Hodnocení lahví pro hemokulturu Bactec Mycosis IC/F as Plus Aerobic/F pro detekci Candidy v přítomnosti antifungálních látek, Journal of Clinical Microbiology, 2013;51(11):3683-3687. DOI: 10.1128/JCM.02048-13.
3. Meyer MH, Letscher-Bru V, Jaulhac B, a kol. Srovnání Mycosis IC/F a Plus Aerobic/F média pro diagnostiku plísní systémem Bactec 9240. J Clin Microbiol, 2004;773–777, DOI: 10.1128/JCM.42.2.773–777.2004

BD

ulice Osmańska 14, 02-823 Warszawa

bd.com

BD, logo BD, BD BACTEC, BD BBL, BD Phoenix, BD Synapsys, BD UltraTouch a BD Vacutainer jsou ochranné známky společnosti Becton, Dickinson and Company nebo jejich přidružených společností. © 2019 BD. Všechna práva vyhrazena. XEUR 5418-20

