

Igloo PRO - seznam testů

Biomarker	Matrice
Endokrinologie	
AMH (Anti-mullerian Hormone)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
Beta HCG (Beta Human Chorionic Gonadotropin)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
E2 (Estradiol)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
FSH (Follicle-Stimulating Hormone)	Moč, Sérum, Plasma, Venózní plná krev
ft3 (Free Triiodothyronine)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
ft4 (Free Thyroxine)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
HCG (Human Chorionic Gonadotropin)	Moč, Sérum
INS (Insulin)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
LH (Leuteinizing Hormone)	Moč, Sérum, Plasma, Venózní plná krev
PRL (Prolactin)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
Progesterone	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
T3 (Total Triiodothyronine)	Sérum
T4 (Total Thyroxine)	Sérum
Testosterone	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
TSH (Thyroid Stimulating Hormone)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
Gastroenterologie	
CAL (Calprotectin)	Stolice
FOB (Fecal Occult Blood)	Stolice
G17 (Gastrin-17)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
Hp-Ab (H. pylori Ab)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev, Kapilární krev, Kapilární krev
Hp-Ag (H. pylori Ag)	Stolice
PGI/PGII (Pepsinogen I/Pepsinogen II)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
PGI/PGII/G17 (Pepsinogen I/Pepsinogen II/Gastrin-17)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
Tf (Transferrin)	Stolice
Infekční onemocnění	
AV-1 (Adenovirus)	Stolice
AV-2 (Respiratory Adenoviruses Antigen)	Orofaryngeální a nasofaryngeální stěr
Bi-VirTest (MxA)	Plná krev, Kapilární krev
COVID-19 Antibody IgM/IgG	Orofaryngeální a nasofaryngeální stěr
COVID-19 Antigen	Orofaryngeální a nasofaryngeální stěr
COVID-19 Nab	Orofaryngeální a nasofaryngeální stěr
Cpn-IgM (Chlamydia Pneumonia Antibody)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev, Kapilární krev
Dengue IgM/IgG	Sérum, Plasma, Venózní plná krev, Kapilární krev
Dengue NS1	Sérum, Plasma, Venózní plná krev, Kapilární krev
EV-71 IgM (Human Enterovirus 71 Antibody)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev, Kapilární krev
HbA1c (Glycosylated Hemoglobin A1c)	Plná krev, Kapilární krev
HBP (Heparin-Binding Protein)	Sérum

Biomarker	Matrice
Infekční onemocnění	
HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev, Kapilární krev
HBsAg/TP & HIV/HCV/HBsAg/TP & HIV/HCV Combo	Sérum, Plasma, Venózní plná krev, Kapilární krev
HCV (Hepatitis C Antibody)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev, Kapilární krev
HIV Ab/p24	Sérum, Plasma, Venózní plná krev, Kapilární krev
HIV-Ab (Human Immunodeficiency Virus Antibody)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev, Kapilární krev
Influenza A/B	Orofaryngeální a nasofaryngeální stěr
MAL-PF (Malaria Pf)	Plná krev , Kapilární krev
MAL-PF/PAN (Malaria Pf/PAN)	Plná krev , Kapilární krev
MAL-PF/PV (Malaria Pf/Pv)	Plná krev , Kapilární krev
MP-IgM (Mycoplasma Pneumonia Antibody)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev, Kapilární krev
NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin)	Sérum, Plasma
RV (Rotavirus Group A)	Stolice
RV-AV (Rotavirus Group A and Adenovirus)	Stolice
SARS-CoV-2/Influenza A/Influenza B	Orofaryngeální a nasofaryngeální stěr
TP-Ab (Syphilis Antibody)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev, Kapilární krev
Kardiovaskulární markery	
BNP (B-Type Natriuretic Peptide)	Plasma
CK-MB (Isoenzyme MB of Creatine Kinase)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
cTnI (Cardiac Troponin I)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
cTnI/CK-MB/Myoglobin	Sérum, Plasma, Venózní plná krev , Kapilární krev
cTnT	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
D-Dimer	Plasma , Kapilární krev
FDP (Fibrinogen Degradation Products)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev , Kapilární krev
H-FABP (Heart Fatty Acid-Binding Protein)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
Myoglobin	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
NT-ProBNP (Pro brain natriuretic peptide to aminoterminal)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
ST2 (ST2 Protein)	Plasma
Metabolismus & výživa	
Alb (Urine Microalbumin)	Moč
Cys-C (Cystatin C)	Sérum, Plasma
FER (Ferritin)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev, Kapilární krev
HCY (Homocysteine)	Sérum, Plasma
mALB (Microalbumin)	Moč
Urine Microalbumin	Moč
Vitamin 25(OH)D	Plasma, Venózní plná krev , Kapilární krev
Vitamin B12	Sérum, Plasma
Neurologické & neurodegenerativní markery	
A beta1-42	Sérum
AD7c-NTP	Moč
P-tau-181	Sérum
S100 Beta	Sérum, Plasma

Biomarker	Matrice
Onkologie	
AFP (Alphafetoprotein)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev , Kapilární krev
CEA (Carcinoembryonic Antigen)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
f-PSA (Prostate Specific Antigen Free)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
t-PSA (Prostate Specific Antigen Total)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
Toxikologie	
MDMA	Moč
7 in 1 Drugs of Abuse (Saliva) (AMP, COC, PCP, BZD, OPI, MET, THC)	Sliny
Cocaine	Moč
Ketamine	Moč
Metamphetamine	Moč
Morphine	Moč
THC	Moč
Zánětlivé markery	
CCP (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev , Kapilární krev
CRP (C-reactive Protein)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev , Kapilární krev
CRP/SAA (C-Reactive Protein/Amyloid A Protein)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev , Kapilární krev
IgE (Immunoglobulin E)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev , Kapilární krev
IgG4 (Immunoglobulin 4)	Sérum, Plasma
IL-6 (Interleukin 6)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
PCT (Procalcitonin)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
PCT/CRP	Sérum, Plasma, Venózní plná krev , Kapilární krev
PCT/IL-6 (Procalcitonin/Interleukin 6)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev
RF (Rheumatoid Factor)	Sérum, Plasma
RSV-Ag (Respiratory Syncytial Virus Antigen)	Orofaryngeální a nasofaryngeální stěr
SAA (Serum Amyloid A)	Sérum, Plasma, Venózní plná krev , Kapilární krev
Ostatní	
Diabench Rapid Blood Type and Infectious Combo Test	Plná krev , Kapilární krev