

MINI-PET

Inovatívne mobilné riešenie POC na testovanie ESR u psov, mačiek a koní



- ✓ Priame stanovenie zo vzoriek plnej krvi / EDTA
- ✓ Výsledky už za 8 minút (kôň) alebo 14 minút (pes, mačka)
- ✓ Min. objem vzorky 0,5 ml antikoagulovanej krvi s EDTA
- ✓ Možno pripojiť k powerbanke
- ✓ Analýza priamo z krvných skúmaviek
- ✓ Test možno vykonať na klinike alebo priamo u pacienta doma
- ✓ Kontinuálne a sériové nakladanie vzoriek
- ✓ Žiadne odpadové kvapaliny
- ✓ Žiadna spotreba vzorky

VÝROBCA:

DIESSSE

VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR:

BioVendor®
Group

Jednoduchý, ale dôležitý test na monitorovanie zdravia zvierat.

Vysoká rýchlosť sedimentácie erytrocytov môže znamenať:

- zápalové ochorenia (najmä infekčné, reumatické, systémové a autoimunitné ochorenia)
- infarkt myokardu
- anémiu
- súvislosť s rakovinou

Meranie ESR je užitočné aj pri monitorovaní liečby chronických reumatických zápalových ochorení. Zariadenie MINI-PET vyhodnocuje ESR pomocou modifikovanej Westergrenovej metódy.

Technické špecifikácie a príslušenstvo

Rozmery	135 x 191 x 125 mm (š x v x h)
Hmotnosť	1 kg
Prevádzková teplota	5° C až 40° C
Relatívna vlhkosť	od 20% do 80%, bez kondenzácie
Display	dotykový panel
Držiak na skúmavky	pozícia na 4 skúmavky
Čítačka čiarových kódov	externá
Bluetooth tlačiareň	externá
Powerbanka	na nabíjanie v teréne
Testovacie súpravy	600 / 1200 / 2400 / 4800 testov



BioVendor Slovakia s.r.o..
Kopčianska 80
851 01 Bratislava, Slovakia
office@biovendor.sk
www.biovendor.sk

Mgr. Lenka Bučková
Produktový a obchodný manažér
pre oblasť biochémie a hematológie
+421 907 209 124
buckova@biovendor.sk

