

Kompletní řešení pro testování hepatitidy a HIV

Rychlé a přesné testování

Izolace a PCR v jedné kazetě



Vložení vzorku do kazety



Skenování, načtení kazety, spuštění testu

Jeden stroj, spousta možností

- ✓ Testování HIV, HBV a HCV na stejné platformě v libovolném čase a s libovolnou kapacitou
- ✓ Nejvyšší kvalita výsledků je vždy zajištěna díky kvantifikačním standardům a kontrole prováděné s každým testovaným vzorkem
- ✓ Žádný další spotřební materiál nebo činidla
- ✓ Rychlost, přesnost a flexibilita
- ✓ Žádné další náklady na zpracování vzorku
- ✓ Kvalitní laboratorní výsledky v jakémkoli prostředí
- ✓ Stabilní při pokojové teplotě

Na míru vašim potřebám: Vyberte si z nabídky našich PCR testů



Xpert® HIV-1 Qual XC (obj.č. GXHIV-QA-XC-CE-10)

DOBA TRVÁNÍ: 79 minut Plná krev (WB) a 91 minut Suchá krevní skvrna (DBS)

- Rozšířené pokrytí kmenů HIV-1 pomocí detekce dvou cílů
- Použití 100 ul kapilární/EDTA žilní WB nebo jedné DBS
- Není nutná žádná další příprava pro WB nebo DBS
- LOD 161 cp/ml z plné krve a 706 cp/ml z DBS



Xpert® HIV-1 Viral Load XC (obj.č. GXHIV-VL-XC-CE-10)

DOBA TRVÁNÍ: 90 minut

- Rozšířené pokrytí kmenů HIV-1 pomocí detekce dvou cílů
- 1 ml plazmy
- LOD je 13,6cp/ml pro HIV-1 subtyp B, pro HIV-1 Skupinu M,* Skupinu N, Skupinu O a Skupinu P v rozmezí 40-107cp/ml



Xpert® HCV VL Fingerstick (obj.č. GXHCV-FS-CE-10)

DOBA TRVÁNÍ: 58 minut

- 100 µl lidské plné krve EDTA z prstu nebo žilní plné krve EDTA
- LOD 35 IU/ml pro HCV genotyp 6e, pro genotypy 1-6 v rozmezí 100 až 108 IU/ml



Xpert® HCV Virus Load (obj.č. GXHCV-VL-CE-10)

DOBA TRVÁNÍ: 105 minut

- 1 ml EDTA plazmy nebo séra
- LOD 4,0 IU/ml plazmy a 6,1 IU/ml genotypu 1, pro genotypy 1-6 v rozmezí 10 až 108 IU/ml



Xpert® HBV Virus Load (obj.č. GXHBV-VL-CE-10)

DOBA TRVÁNÍ: 90 minut

- 0,6 nebo 1 ml EDTA plazmy nebo séra
- LOD 3,22 IU/ml plazmy a 5,99IU/ml pro genotyp, pro genotypy A-H v rozmezí 10 až 109 IU/ml

Testy jsou dodávány v balení po 10 ks.

DISTRIBUTOR:



BioVendor – Laboratorní medicína s.r.o.

Karásek 1767/1, 621 00 Brno,
Česká republika
+420 549 124 111
www.biovendor.cz

VÝROBCE:



Mgr. Eva Dulavová

Product Manager
Molecular Biology
+420 606 646 629
dulavova@biovendor.cz