


# LVL'D UP

Nová generácia skúmaviek LVL



## 2D skúmavky v novom dizajne

1. 100 % odolnosť voči úniku CO<sub>2</sub>
2. 2D kód na spodnej strane skúmavky s ochranným lemom proti poškrabaniu a inému mechanickému poškodeniu
3. 1D bočný kód / HR bočný kód
4. Vyhradená plocha na dodatočné označenie alebo zákaznícky kód
5. Bezpečný zdravotnícky polypropylén s minimálnym uvoľňovaním látok



### Nový dizajn viečka

Dokonalé tesnenie  
Pohodlná ručná manipulácia  
Viečko kompatibilné  
s automatizáciou



**Zaujalo vás to? Naskenujte QR kód  
a objedajte si DEMO – prideme priamo za vami.**  
[www.biovendor.sk/demo-LVL-SK](http://www.biovendor.sk/demo-LVL-SK)


Zažite naše nové LVL

# Racky



## Jednoduchý zámok

Otvorte a zatvorte jedným pohybom




## Anti-freeze gradient

Zabraňuje tvorbe ľadu



## Centrovanie skúmaviek

Vhodné pre automatizáciu



## Zaoblený okraj jamiek

Bezpečne navádza skúmavku  
a zabraňuje jej zaseknutiu



**BioVendor Slovakia s.r.o.**

Kopčianska 80, 851 01 Bratislava, Slovakia

stigova@biovendor.sk, +421 905 797 092

www.biovendor.sk