

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA WWW.BIOVENDOR.SK

Katalóg produktov Greiner Bio-One

FOLLOW US  



VÝROBCA:


greiner
BIO - ONE

DISTRIBÚTOR:

 **BioVendor**[®]
Group |

BIOVENDOR.GROUP

Fľaše na kultiváciu

Fľaše CELLSTAR® Standard Cell Culture Bottles majú špeciálne upravený povrch, na podporu prilnavosti buniek, a preto sú vhodné aj pre adherentné bunky. Fľaše sú necytotoxické, neobsahujú DNázy, RNázy, ľudskú DNA a nie sú pyrogénne. Majú šikmé hrdlo na jednoduchý vstup pipety do fľaše. Flaštičky sú k dispozícii s bežným uzáverom aj s uzáverom s filtrom, sú sterilné a na boku majú odmerku.

Kat. číslo	Popis	Balenie
690160	25 cm ² , 50 ml, sterilní, skrutkovací uzáver	20 x 10 ks
690175	25 cm ² , 50 ml, sterilní, skrutkovací uzáver s filtrom	20 x 10 ks
658170	75 cm ² , 250 ml, sterilní, skrutkovací uzáver	24 x 5 ks
658175	75 cm ² , 250 ml, sterilní, skrutkovací uzáver s filtrom	24 x 5 ks
660160	175 cm ² , 550 ml, ploché, sterilní, skrutkovací uzáver	10 x 5 ks
660175	175 cm ² , 550 ml, ploché, sterilní, skrutkovací uzáver s filtrom	10 x 5 ks



Rolující kultivační fľaše

Rolujúce kultivačné fľaše sú navrhnuté pre adherentnú bunkovú kultúru. Sú vyrobené z extracistého polystyrénu. Sú zbavené DNáz, RNáz a ľudskej DNA. Fľaše sú sterilné, nepyrogénne a necytotoxické.

Kat. číslo	Popis	Balenie
680660	Výška 271 mm, objem 2 520 ml, plocha 850 cm ² , skrutkovací uzáver, profil fľaše hladký	12 x 2 ks
680658	Výška 271 mm, objem 2 520 ml, plocha 850 cm ² , skrutkovací uzáver s filtrom, profil fľaše hladký	12 x 2 ks
681670	Výška 271 mm, objem 2 300 ml, plocha 2 125 cm ² , skrutkovací uzáver, profil fľaše s rebrovaním	12 x 2 ks
681672	Výška 271 mm, objem 2 300 ml, plocha 2 125 cm ² , skrutkovací uzáver s filtrom, profil fľaše s rebrovaním	12 x 2 ks
682660	Výška 500 mm, objem 4 970 ml, plocha 1 700 cm ² , skrutkovací uzáver, profil fľaše hladký	12 x 1 ks
682625	Výška 500 mm, objem 4 970 ml, plocha 1 700 cm ² , skrutkovací uzáver s filtrom, profil fľaše hladký	2 x 12 ks
682670	Výška 500 mm, objem 4 640 ml, plocha 4,250 cm ² , skrutkovací uzáver, profil fľaše s rebrovaním	12 x 1 ks
682678	Výška 500 mm, objem 4 640 ml, plocha 4,250 cm ² , skrutkovací uzáver s filtrom, profil fľaše s rebrovaním	12 x 1 ks



Bunkové škrabky

Škrabky na bunky sú navrhnuté tak, aby počas mechanického pohybu jemne ošetrovali bunky. Dĺžka čepele je 1,8 cm, uhol škrabky je 60°. Škrabky na bunky sú sterilné a jednotlivo balené.

<u>Kat. číslo</u>	<u>Popis</u>	<u>Balenie</u>
541070	Délka 28 cm	2 x 50 ks
541080	Délka 40 cm	100 ks

Multijamkové platne na kultiváciu tkanív


Multijamkové platne CELLSTAR® sú vhodné na adherentné aj suspenzné bunkové kultúry. Spoločnosť Greiner Bio One ponúka na výber 6, 12, 24 alebo 48-jamkové platne. Platne majú vysokú priehľadnosť a majú alfanumerické kódovanie jamiek. Pre tkanivové kultúry majú platne hydrofilný povrch (TC), ktorý podporuje dobrú adhéziu buniek. Pre suspenzné kultúry majú dosky hydrofóbny povrch. Platne sú sterilné, bez DNázy, bez RNázy, bez ľudskej DNA, necytotoxické a nepyrogénne. Platničky sú uzatvorené kondenzačnými krúžkami.

<u>Kat. číslo</u>	<u>Popis</u>	<u>Balenie</u>
657160	6 jamiek, plocha 9,6 cm ² , povrch TC, celkový objem jamiek 16 ml, objem pracovných jamiek 2- 5 ml	100 x 1 ks
665180	12 jamiek, plocha 3,9 cm ² , vstupný materiál PS, povrch TC, celkový objem jamiek 6,5 ml, objem pracovných jamiek 2-4 ml	100 x 1 ks
662160	24 jamiek, plocha 1,9 cm ² , povrch TC, celkový objem jamiek 3,3 ml, objem pracovných jamiek 0,5-1,5 ml	100 x 1 ks
677180	48 jamiek, plocha 1 cm ² , povrch TC, celkový objem jamiek 1,7 ml, objem pracovných jamiek 0,5 - 1 ml	100 x 1 ks
657185	6 jamiek, plocha 9,6 cm ² , povrch pre suspenzie, celkový objem jamiek 16 ml, objem pracovných jamiek 2-5 ml	100 x 1 ks
665102	12 jamiek, plocha 3,9 cm ² , vstupný materiál PS, povrch pre suspenzie, celkový objem jamiek 6,5 ml, objem pracovných jamiek 2-4 ml	100 x 1 ks
662102	24 jamiek, plocha 1,9 cm ² , povrch pre suspenzie, celkový objem jamiek 3,3 ml, objem pracovných jamiek 0,5-1,5 ml	100 x 1 ks
677102	48 jamiek, plocha 1 cm ² , povrch pre suspenzie, celkový objem jamiek 1,7 ml, objem pracovných jamiek 0,5 - 1 ml	100 x 1 ks

96-jamkové platne na bunkové kultúry

CELLSTAR® 96 otvorové platne sú k dispozícii s dnom U, V alebo F. Platne môžu byť priehľadné, čierne a biele. Komínový profil jamiek, vyvýšenie jamiek a kondenzačné krúžky na veku zabraňujú krížovej kontaminácii. Povrch jamiek (TC) je upravený tak, aby zabezpečil kvalitný rast buniek. Platničky sú sterilné, neobsahujú DNázu, RNázu, ľudskú DNA, nie sú cytotoxické a pyrogénne.


<u>Kat. číslo</u>	<u>Oblasť rastu</u>	<u>Profil jamiek</u>	<u>Farba</u>	<u>Pracovný objem</u>	<u>Uzáver</u>	<u>Balenie</u>
650160	35 mm ²	U	Transparentná	40-280 µL	Ne	100 x 1 ks
6560180	35 mm ²	U	Transparentná	40-280 µL	Ano	100 x 1 ks
651160	28 mm ²	V	Transparentná	40-200 µL	Ne	100 x 1 ks
651180	28 mm ²	V	Transparentná	40-200 µL	Ano	100 x 1 ks
655160	34 mm ²	F, komínové jamiek	Transparentná	25-340 µL	Ne	100 x 1 ks
655162	34 mm ²	F, komínové jamiek	Transparentná	25-340 µL	Ne	20 x 5 ks
655180	34 mm ²	F, komínové jamiek	Transparentná	25-340 µL	Ano, uzáver s kondenzačnými krúžkami	100 x 1 ks
655182	34 mm ²	F, komínové jamiek	Transparentná	25-340 µL	Ano, uzáver s kondenzačnými krúžkami	16 x 10 ks
655073	34 mm ²	F, komínové jamiek	Biela	25-340 µL	Ne	4 x 10 ks
655083	34 mm ²	F, komínové jamiek	Biela	25-340 µL	Ano, uzáver s kondenzačnými krúžkami	4 x 8 ks
655079	34 mm ²	F, komínové jamiek	Čierna	25-340 µL	Ne	4 x 10 ks
655086	34 mm ²	F, komínové jamiek	Čierna	25-340 µL	Ano, uzáver s kondenzačnými krúžkami	4 x 8 ks



384-jamkové platne na kultiváciu tkanív

Dosky sú k dispozícii v priehľadnej, čiernej a bielej farbe. Povrch jamiek je pripravený na kultiváciu tkanív. Majú alfanumerické kódovanie jamiek. Dno môže byť priehľadné (pevné) alebo z fólie μ Clear®. Plocha jamiek je 10 mm² a profil jamiek je plochý (F). Sú vyrobené z polystyrénu. Pracovný objem jamiek je 15 - 110 μ l. Platničky sú sterilné.

<u>Kat. číslo</u>	<u>Dno</u>	<u>Farba</u>	<u>Uzáver</u>	<u>Balenie</u>
781165	Čisté	Transparentná	Nie	4 x 10 ks
781182	Čisté	Transparentná	Áno	4 x 8 ks
781073	Čisté	Biela	Nie	4 x 10 ks
781080	Čisté	Biela	Áno	4 x 8 ks
781079	Čisté	Čierna	Nie	4 x 10 ks
781086	Čisté	Čierna	Áno	4 x 8 ks
781093	μ Clear®	Biela	Nie	4 x 10 ks
781098	μ Clear®	Biela	Áno	4 x 8 ks
781092	μ Clear®	Čierna	Nie	4 x 10 ks
781091	μ Clear®	Čierna	Áno	4 x 8 ks





FOLLOW US

BIOVENDOR.GROUP

BioVendor |[®]
Group

BioVendor Slovakia s.r.o.

Kopčianska 80
851 01 Bratislava, Slovakia
www.biovendor.sk

Kontaktujte nás

RNDr. Hana Štigová
+421 905 797 092
stigova@biovendor.sk

