



NÁVOD K POUŽITÍ

Kód : 98055
Název: Antimycotic sensitivity test agar (Casitone)
Zkratka: AST

Použití:

Antimycotic sensitivity test agar se používá pro provedení antimikrobiálního kvalitativního testu citlivosti diskovou difúzní metodou.

Tento agar není vhodný pro testování fluorocytosinu.

Barva media:

Slámově žlutá, průhledná

Teoretické složení (g/l destilované vody)

Enzymatický kaseinový hydrolyzát	19,0
Kvasniční extrakt	10,0
Glukóza	20,0
Citronan sodný	10,0
Hydrogenfosforečnan sodný	1,0
Agar	25,0

Výsledné pH $6,6 \pm 0,2$

Uchovávání:

Médium uchovávat při teplotě od 4°C do 8°C.

Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

Pracovní postup:

Inokulace:

Inokulujte standardním způsobem

Inkubace:

Inkubujte po dobu 24-48 hodin při 32 °C v aerobní atmosféře

Kontrola kvality:

Candida albicans CCM 8261 růst, citlivost odpovídá standardním inhibičním průměrům

Balení výrobku:

Misky balíme do perforované folie v minimálním množství 10 kusů.