



## NÁVOD K POUŽITÍ

Kód : 98089  
Název: Fyziologický roztok 3 ml  
Zkratka: z-FR3

---

### Použití:

Ředící roztok.

### Teoretické složení (g/l destilované vody):

NaCl 8,5

Výsledné pH  $7,2 \pm 0,2$

### Uchovávání:

Médium uchovávat při teplotě od 4°C do 8°C.

Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

### Pracovní postup:

Roztok je připraven k přímému použití dle standardního postupu.

### Balení výrobku:

Zkumavky balíme do perforované folie v minimálním množství 10 kusů.