

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.  
Sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno  
Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno-Řečkovice

## Tellurite Egg Yolk Emulsion

### Návod k použití

Katalogové číslo: **LC5129**

Obsah soupravy: 100 ml

Skladování: při 2-8 °C

Exspirace: 6 měsíců ode dne výroby

### **Účel použití**

Určeno pro detekci a určení počtu stafylokoků.

### **Příprava**

Teluranová emulze vaječného žloutku, sterilizovaná a stabilizovaná, používaná u mikrobiologických aplikací, připravena k použití s Baird Parker Agar Base (Kat.č. LC1100) na selekci koaguláza pozitivních stafylokoků. Přidání vaječného žloutku a teluranu draselného pomáhá tyto organismy odlišit od ostatních mikroorganismů, schopných růstu na základním agaru a to díky detekci lecitinázy a tvorbě černých kolonií.

Pokud máte zájem o více informací ohledně technického manuálu, potřebujete něco vyrobit na zakázku nebo máte zájem o návštěvu obchodního zástupce, kontaktujte svého distributora.

### **Výrobce:**

**LABORATORIOS CONDA**

C/ La Forja, 9 · 28850

Torrejón de Ardoz · Madrid

tel. +34 91 761 02 00

fax. +34 91 656 82 28

[www.condalab.com](http://www.condalab.com)

### **Zplnomocněný zástupce výrobce v ČR:**

**BioVendor – Laboratorní medicína a.s.**

Tůmova 2265/60

616 00 Brno

tel.: 549 124 111

fax: 549 211 465

mail: [info@biovendor.cz](mailto:info@biovendor.cz)

[www.biovendor.com](http://www.biovendor.com)