

MAX
MULTI ARRAY XPLOER 45k



Multi Array Xplorer MAX 45k

MAXimalizujte Vaše možnosti testování IgE!

MAX 45k je nejnovější přírůstek do produktové skupiny MADx. Společně s **ALEX²**, **MAX 45k** otevírá plný potenciál multiplexového testování IgE.

Specifikace

MAX 45k je stolní analyzátor

Hmotnost	100 kg
Šířka	115 cm
Hloubka	65 cm
Výška	60 cm
Napájení	Standardní (100–240 V, 50/60 Hz)

Klíčové vlastnosti

- **Plně automatický** analyzátor pracující v dávkách
- Až **50 vzorků** v jedné dávce
- **3 dávky v jednom dni** – včetně jednoho přes noc – získáte **až 45 000 výsledků**
- Celkový čas měření: 4 hodiny
- Ruční podíl na práci: **20 minut**
- Čas na vložení vzorků a reagensů: 5 minut
- Vizuální kontrola výsledků: do 15 minut

VÝROBCE:

MAD
MACRO ARRAY DIAGNOSTICS

DISTRIBUTOR:

BIOVENDOR
LM[®]

BioVendor –

Laboratorní medicína a.s.

Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Česká republika

+420 549 124 111

info@biovendor.cz

www.biovendor.cz