

Qualitätskontrollzertifikat

ZERTIFIZIERTES QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM
NACH DIN EN ISO 9001 UND DIN EN ISO 13485

sifin diagnostics gmbh

Berliner Allee 317-321
13088 Berlin, Germany

T: +49 30 700 144-0
F: +49 30 700 144-30
info@sifin.de
www.sifin.de

Produkt	Anti-Salmonella O:10
Artikelnummer	TR1308
Packungseinheit	1 ml
Chargenbezeichnung	5570825
Verwendbar bis	2030-07
Zweckbestimmung	Agglutiniert in der Objektträgeragglutination alle <i>Salmonella</i> -Stämme der Gruppe E ₁ und E ₄ , die das O:10-Antigen besitzen
Spezifität	Keine Agglutination mit heterologen <i>Salmonella</i> O-Antigenen und <i>Salmonella</i> H-Antigenen.
Konservierungsmittel	Natriumazid 0,9 mg/ml
Lagerung	2 °C...8 °C

**Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Die Chargenfreigabe erfolgte gemäß SOP QMV 7.**