

**ELITex Bicolor Mono (50 tests)**

Référence / Catalog number      **04155**

Lot de conditionnement / Packaging lot : **8583**

Date d'expiration / Expiration date : **2015-07-31**

Réactifs / Reagents	Lot de fabrication / Production lot	Date d'expiration / Expiration date
<b>Flacon TEST LATEX (1,5 mL) / TEST LATEX (1.5 mL) vial</b>	8583	2015-07-31
<b>Flacon CONTROL + (0,5 mL) / CONTROL + (0.5 mL) vial</b>	8583	2015-07-31
<b>Flacon CONTROL - (0,5 mL) / CONTROL - (0.5 mL) vial</b>	8583	2015-07-31

Certificat de contrôle établi suivant les procédures de contrôles internes  
*Control certificate established according to the internal control procedures*

	Résultats / Results	Résultats théoriques / Theoretical results
<b>TEST LATEX</b> Flacon de latex sensibilisé <i>Vial of sensitized latex</i>		
Conditionnement primaire / Primary packaging	<b>Conforme / Conform to specifications</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage / Labelling	<b>Conforme / Conform to specifications</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu / Medium appearance	<b>Conforme / Conform to specifications</b>	Après sédimentation : culot rouge et surnageant bleu / Après homogénéisation : suspension violette <i>After sedimentation: red sediment and blue supernatant / After homogenization: purple suspension</i>
Performances / Performances	<b>Conforme / Conform to specifications</b>	Sérums humains frais / Fresh human sera Sérums positifs / Positive sera Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
<b>CONTROL +</b> Flacon de Contrôle positif <i>Vial of Positive control</i>		
Conditionnement primaire / Primary packaging	<b>Conforme / Conform to specifications</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage / Labelling	<b>Conforme / Conform to specifications</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu / Medium appearance	<b>Conforme / Conform to specifications</b>	Liquide incolore <i>Colorless liquid</i>

	Résultats / Results	Résultats théoriques / Theoretical results
<b>CONTROL -</b> Flacon de Contrôle négatif <i>Vial of Negative control</i>		
Conditionnement primaire / <i>Primary packaging</i>	Conforme / <i>Conform to specifications</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage / <i>Labelling</i>	Conforme / <i>Conform to specifications</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu / <i>Medium appearance</i>	Conforme / <i>Conform to specifications</i>	Liquide incolore <i>Colorless liquid</i>
<b>Contrôle du conditionnement /</b> <b><i>Conformity after packaging</i></b>	Conforme / <i>Conform to specifications</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>

Référence / *Catalog number*

**04155**

Lot de conditionnement / *Packaging lot* :

**8583**

Lot accepté le / *Accepted on* : 31/07/2013

Par / *By* :

Anne-Sophie DECARPIGNY  
Responsable Assurance Qualité  
*Quality Manager*