

## CERTIFIKÁT KVALITY

**Názov produktu: GP 24**

**P.N.: 1002**

**Šarža: 201411251**

**Dátum expirácie: 2016/11**

**Skladovacie podmienky: +2 až +25°C**

Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou. Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

*Enterococcus faecalis CCM 4224*

*Staphylococcus cohnii ssp. urealyticus CCM 4296*

*Staphylococcus aureus CCM 3953*

*Klebsiela pneumoniae CCM 5852*

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 a v súlade so Smernicou 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

25. 11. 2014

Dátum



Mgr. Petr Sára  
Manažér riadenia a  
zabezpečenia kvality