

CERTIFIKÁT KVALITY

Názov produktu: VP

P.N.: 2004

Šarža: 201404041

Dátum expirácie: 2016/04

Skladovacie podmienky: +2 až +8°C

Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou (PN). Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

Staphylococcus aureus CCM 4223

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 a v súlade so Smernicou 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

4.4.2014

Dátum



Mgr. Petr Sára
Manažér riadenia a
zabezpečenia kvality