

CERTIFIKÁT KVALITY

Názov produktu: PHE reagent

P.N.: 3007

Šarža: 201410241

Dátum expirácie: 2016/10

Skladovacie podmienky: +2 až +8°C

Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou. Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

Proteus sp. (vulgaris) CCM 1799

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 a v súlade so Smernicou 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

24.10.2014

Dátum



Mgr. Petr Sára
Manažér riadenia a
zabezpečenia kvality