

CERTIFIKÁT KVALITY

Názov produktu: DMACA reagent

P.N.: 3009

Šarža: 201410101

Dátum expirácie: 2015/10

Skladovacie podmienky: +2 až +8°C

Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou. Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

Escherichia coli CCM 4225

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 a v súlade so Smernicou 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

10. 10. 2014

Dátum



Mgr. Petr Sára
Manažér riadenia a
zabezpečenia kvality