

CERTIFIKÁT KVALITY

Názov produktu: OPT

P.N.: 6023

Šarža: 201412035

Dátum expirácie: 12/2016

Skladovacie podmienky: +2°C až +8°C

Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou (PN). Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

Streptococcus pneumoniae CCM 4501

Streptococcus sp. CCM 4685

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 a v súlade so Smernicou 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

5. 12. 2014

Dátum



Mgr. Petr Sára
Manažér riadenia a
zabezpečenia kvality