

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ <i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	N°92012 - 920120 - 920121 Revisione 7 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	---	--

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	TEICOPLANIN TEC 0.016-256 µg/ml
Sigla / <i>Initial</i>	TEC
Lotto / <i>Batch</i>	072215055
Data produzione / <i>Production date</i>	22.07.2015
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2018.07.21

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / BIOLOGICAL CHARACTERISTICS

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton Agar
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	18h - 24 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 °C ± 1 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

<i>CLSI-Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing – M100-S22</i>		
<i>Germe / Microorganism</i>	<i>Standard CLSI MIC values (µg/mL)</i>	<i>Quality Control MIC values (µg/mL)</i>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213	0.25 -1	0.75
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	0.25-1	0.25

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 24.07.2015

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano