

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ QUALITY CONTROL CERTIFICATE	N°9037 - 9037/1 Revisione 9 del 20.11.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	--	---

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / Product	PENICILLIN G
Sigla / Initial	P 10 IU
Lotto / Batch	092415048
Data produzione / Production date	24.09.2015
Data scadenza / Expiry date	2018.09.23
Contenuto antibiotico del disco / Antimicrobial Disk content	Penicillin G 10 IU

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Riferimento / Reference	CLSI. M100-S21 Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, January 2011		
Terreno di coltura / Culture medium	Mueller Hinton Agar Mueller Hinton Agar (Sheep Blood 5%) ¹ GC Agar Base and 1% Defined Growth Supplement ²		
Tempo di incubazione / Incubation time	16-18 h	20-24 h ¹⁻²	
Temperatura / Temperature	35 ± 2 °C		
Modalità di incubazione / Procedure of incubation	O ₂	5% CO ₂ ¹⁻²	
Microrganismo/ Microorganism	SPECIFICATION Diametro di inibizione accettabile (mm) Acceptable diameter of inhibition (mm)		RESULTS mm
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923	26-37	36
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC 49619 ¹	24-30	27
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	ATCC 49226 ²	26-34	34

LOTTO / BATCH : ☒ Idoneo / Approved

☐ Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 29.09.2015

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano