

|                             |                                                                                |                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liofilchem</b><br>S.r.l. | <b>CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ</b><br><br><b>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</b> | <b>N°9162- 9162/1</b><br><b>Revisione 2 del 09.10.2013</b><br><b>Pag. 1 di 1</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

|                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Prodotto / <i>Product</i>                                           | <b>STREPTOMYCIN</b>        |
| Sigla / <i>Initial</i>                                              | <b>S 300 ug</b>            |
| Lotto / <i>Batch</i>                                                | <b>062117081</b>           |
| Data produzione / <i>Production date</i>                            | <b>21.06.2017</b>          |
| Data scadenza / <i>Expiry date</i>                                  | <b>2020.06.20</b>          |
| Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i> | <b>Streptomycin 300 ug</b> |

### CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

|                                                          |            |                            |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>               |            | <b>Mueller Hinton Agar</b> |
| Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>            |            | <b>16-18 h</b>             |
| Temperatura / <i>Temperature</i>                         |            | <b>35 ± 2 °C</b>           |
| Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i> |            | <b>O<sub>2</sub></b>       |
| Microorganismo/ <i>Microorganism</i>                     |            | <b>RESULTS</b><br>mm       |
| <i>Escherichia coli</i>                                  | ATCC 25922 | 28                         |
| <i>Staphylococcus aureus</i>                             | ATCC 25923 | 25                         |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                            | ATCC 27853 | 25                         |

LOTTO/BATCH : ☒ Idoneo / Approved

☐ Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 27.06.2017

Responsabile Controllo Qualità  
Quality Control Manager  
(D. Vitagliano)

*Dario Vitagliano*