

Qualitätskontrollzertifikat

ZERTIFIZIERTES QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM
NACH DIN EN ISO 9001 UND DIN EN ISO 13485

sifin diagnostics gmbh

Berliner Allee 317-321
13088 Berlin, Germany

T: +49 30 927 030-0
F: +49 30 927 030-30
info@sifin.de
www.sifin.de

Produkt	Anti-Salmonella O:51
Artikelnummer	TR 1356
Packungseinheit	1 ml
Chargenbezeichnung	43 03 15
Verwendbar bis	2020-03
Zweckbestimmung	Agglutiniert in der Objektträgeragglutination alle <i>Salmonella</i> -Stämme, die das O:51-Antigen besitzen.
Spezifität	Keine Agglutination mit heterologen <i>Salmonella</i> O-Antigenen und <i>Salmonella</i> H-Antigenen.
Konservierungsmittel	Natriumazid 0,9 mg/ml
Lagerung	2 °C...8 °C

Berlin,
Ort, Datum

28.04.15

Unterschrift Kontrollleiter

